

PuriFi

by CytoSorbents

Potenciando la terapia CytoSorb® independiente

intuitivo

interfaz de pantalla táctil



monitoreo de presión

transductores en línea



fácil

Kit premontado para adultos y niños



automático

procedimiento de purgado con cámara atrapa-burbujas nivelada



versátil

opción de manejo de la temperatura



móvil

con batería de reserva




▼ Hemoadsorción



Quick Setup Guide:
cyto.zone/setup-purifi/eng



Setup video
cyto.zone/setup-purifi-video/eng



FICHA TECNICA

Clase	lib
Bomba de sangre	[5 a 500] mL / min (Resolución) Incremento: 5 mL / min
Bomba de jeringa	Jeringas compatibles: 30 mL Caudal: [0,20] mL / h Sensibilidad: 0,1 mL Precisión: +/- 0,2 mL o 2%.
Presión arterial (tipo DOME)	Rango: [-250, +120] mmHg Sensibilidad: 1 mmHg Resolución: 5 mmHg
Presión preadsorbedor (tipo DOME)	Rango: [-100, +700] mmHg Sensibilidad: 1 mmHg Resolución: 5 mmHg
Detector de burbujas	Sensor ultrasónico Sensibilidad: 0,1 mL (a un flujo de 100 mL / min)
Interfaz de usuario	Pantalla táctil de 5,7"
Teclado de membrana	
Botón de selección giratorio	Para ajustar los parámetros

TUBERÍA DE SANGRE

Juego de tubería HP adulto	Volumen de cebado 90 mL
Juego de tubería HP pediátrico	Volumen de cebado 60 ml
Línea de calentamiento Kalos	Volumen de cebado 15 ml

DATOS ELÉCTRICOS

Alimentación eléctrica	110 - 230V, 50 - 60Hz
Absorción de potencia	La absorción de potencia en el peor de los casos es de 110VA

DIMENSIONES Y PESO

Altura del equipo	365 mm
Anchura del equipo	375 mm
Profundidad del equipo	300 mm
Peso del equipo	12 Kg
Altura del carro	930 mm
Base del carro	440x500 mm
Altura máxima del poste	1970 mm
Peso del carro	36 Kg

CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

Temperatura	Rango 15 °C - 35 °C
Humedad	35% - 75%
Presión atmosférica	Gama 500 - 1060 HPa

CONDICIONES DE TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Rango -20 °C - +50 °C
35% - 85%
Gama 500 - 1060 HPa

Distributor

CytoSorbents Europe GmbH

Müggelseedamm 131
12587 Berlin, Alemania

T +49 30 65 49 91 45 | F +49 30 65 49 91 46
support@cytosorbents.com

síguenos en | www.cytosorb.com

Los datos y resultados clínicos y preclínicos obtenidos con el adsorbente CytoSorb® no son transferibles a otros productos. CytoSorb® solo debe ser administrado por personal debidamente capacitado en la administración de terapias extracorpóreas. CytoSorb® no está disponible para su venta comercial en los Estados Unidos. CytoSorb® y CytoSorbents son marcas comerciales de CytoSorbents Corporation, USA. © Copyright 2024, CytoSorbents Europe GmbH. Todos los derechos reservados. B1336R04SPA2023. Marca Purifi de CytoSorbents en trámite.